

PANEL 1 FRONT

PANEL 2 FRONT

OUTSIDE BACK PANEL

OUTSIDE FRONT PANEL



TEXT DIRECTION

TEXT DIRECTION

TEXT DIRECTION

TEXT DIRECTION

INSIDE FRONT PANEL

INSIDE BACK PANEL

PANEL 2 FRONT

PANEL 1 FRONT



TEXT DIRECTION

TEXT DIRECTION

TEXT DIRECTION

TEXT DIRECTION

PRODUCTION

(NOT COLOR ACCURATE)

Job Information	Color Legend
Date 10-MAR-2015 PASS # 1 Component # PAA058486 Drawing # DWG-50000707v02	PROCESS BLACK BACK BLACK
INTERNATIONAL DACH	
Identification	
Pfizer Consumer Healthcare	
Package Design & Development 5 Girilda Farms, Madison, NJ 07940 Phone: (973) 660-5000 ■ Fax: (973) 660-8589	
Vendor Identification	
Package Design & Development Graphic Artist: Julio Diaz p1.1	
Printer Notes	
Printer to Replace all FPO Codes with Scannable Art SOME FILES MAY OVERPRINT! SEE ELECTRONIC FILE	

ThermaCare® Gebrauchsanweisung

Bitte vor Gebrauch aufmerksam lesen. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, schreiben Sie uns an u.a. Adresse oder besuchen Sie unsere Website.

Wann sollte ich ThermaCare anwenden?

ThermaCare Wärmeauflagen lindern effektiv und gezielt Muskel- und Gelenkschmerzen infolge von Muskelverspannungen, Arthrose, Überanstrengung, Zerrungen oder Verstauchungen. ThermaCare Wärmeauflagen gibt es in speziellen Ausführungen für Rücken-, Nacken-/Schulter-/Handgelenkschmerzen.

Wie funktioniert ThermaCare?

Liefert schmerzlindernde Wärme, um verspannte Muskeln zu lockern und die Durchblutung an der Schmerzstelle zu fördern. Eine Auflage kann nur einmal benutzt werden.

Die Vorteile von ThermaCare:

- Einfach anzuwenden: Selbsterwärmende Umschläge/Auflagen
- Lang anhaltende Schmerzlinderung: **12 Stunden** therapeutische Wärme für Nacken-/Schulter-/Handgelenk, sowie **8 Stunden** therapeutische Wärme für den Rücken und bei flexibler Anwendung.
- Tiefenwirksame Muskelentspannung
- Ohne Arzneistoffe • Dünn, bequem, diskret, geruchsfrei.

Warnhinweise:

Jedes wärmeerzeugende Produkt kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. Um dieses Risiko zu verringern, beachten Sie daher bitte folgende Hinweise:

- Kontrollieren Sie Ihre Haut regelmäßig auf Zeichen von Hautreizungen oder Verbrennungen.
- Falls diese auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Falls sich ThermaCare zu heiß anfühlt – Anwendung beenden.
- Machen Sie sich mit der Wärmeempfindlichkeit Ihrer Haut vertraut und tragen Sie ThermaCare zunächst nur tagsüber. Erst dann sollten Sie entscheiden, ob Sie es auch anwenden während Sie schlafen.

1/4" x 1/4" Datamatrix Code Format 1 ECC 200, Printed Black and Centered in 1/2" x 1/2" Unprinted Area.
Datamatrix Code = 058486

- Chaque alvéole contient du fer (environ 2 g). En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, retirez le patch, rincez avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin.
- Ne jamais faire chauffer le produit dans un micro-onde ou essayer de le réchauffer car le patch pourrait prendre feu.
- Garder hors de portée des enfants et animaux.
- si les cellules chauffantes fuient et/ou si le patch est endommagé ou déchiré
- en association avec des autres médicaments à usage local ou d'autres sources de chaleur.
- sur une peau lésée
- en cas de contusions (bleus) ou d'enflures datant de moins de 48 heures
- des parties du corps insensibles à la chaleur
- des personnes ne pouvant retirer le produit sans une aide extérieure ou incapable de suivre toutes les précautions d'emploi, y compris les enfants et certaines personnes âgées.
- sur le visage, la tête, la poitrine, la face interne du bras, les aisselles, les doigts, le bas du ventre, l'aïne, le creux du genou, les pieds ni les orteils.
- Consultez votre médecin avant utilisation:
- Si vous êtes diabétique, si vous souffrez de troubles circulatoires, de maladies cardiaques, d'arthrite rhumatoïde ou si vous êtes enceinte.
- Précautions d'emploi:**
- Ouvrir le sachet juste avant l'emploi. ThermaCare peut prendre jusqu'à 30 minutes pour atteindre sa température thérapeutique. Placez ThermaCare sur la zone douloureuse avec le côté foncé face à la peau. Si vous avez 55 ans ou plus, portez ThermaCare sur un vêtement et non directement sur la peau. Ne pas appliquer sur : le visage, la tête, la poitrine, la face interne du bras, les aisselles, les doigts, le bas du ventre, l'aïne, le creux du genou, les pieds ni les orteils.
- Pour la variante nuque / épaule / poignet: Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de porter ThermaCare pendant 12 heures.
- Pour le format dos ou multi-zones: pendant 8 heures.
- La variante nuque / épaule / poignet: Ne pas utiliser ThermaCare plus de 12 heures par 24 heures sur la même partie du corps.
- Pour la variante nuque / épaule / poignet: Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de porter ThermaCare pendant 12 heures.
- Pour le format dos ou multi-zones: Ne pas utiliser plus de 8 heures par 24 heures sur la même partie du corps.