



Gebrauchsanweisung

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰

Gebrauchsfertiges Hydrogel zur Reinigung und Befeuchtung von Wunden

Zweckbestimmung:

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ dient der Reinigung, langfristigen Befeuchtung und Feuchthaltung von akuten und chronischen Wunden. Es bildet einen Schutzfilm, hält die Wunde feucht und fördert damit die Wundheilung. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ formt ein ideales Wundheilungsmilieu und unterstützt so den natürlichen Heilungsprozess in der Wunde. Wundgerüche werden durch den Einsatz von Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ schnell und zuverlässig eliminiert.

Produkteigenschaften:

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ lässt sich auf Grund seiner Eigenschaften gut und schnell, ohne weitere Hilfsmittel applizieren und verbleibt als Hydrogel in der Wunde. Die Anwendung von Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ ist nicht reizend, nicht irritierend und schmerzarm. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ ist für Wunden auf Haut und Schleimhaut geeignet. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Rückstände von Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ können in der Wunde verbleiben. Als Mehrdosenbehältnis ist Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ mit NaOCl/HOCl konserviert. Dies ermöglicht die Verwendung des angebrochenen Einzelproduktes über drei Monate.

Hinweise zur Anwendung: Flasche vor Gebrauch gut schütteln!

Vor der ersten Anwendung und beim Verbandwechsel empfiehlt sich eine Wundreinigung, um Exsudat, fibrinoide Ablagerungen und sonstige Verunreinigungen zu entfernen. Geeignet dafür sind Wundspüllösungen und Wundsprays auf Basis von NaOCl/HOCl. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ mit mehreren Sprühstößen aus kurzem Abstand aufsprühen, bis die Wunde je nach ihrer Beschaffenheit vollständig benetzt ist. Die Häufigkeit des Verbandwechsels hängt von der Beschaffenheit der Wunde ab und ist der jeweiligen Wundsituation anzupassen. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ kann in Kombination mit gängigen Kompressen, Pflastern und anderen Verbandmitteln verwendet werden. Bitte beachten Sie dazu auch die Gebrauchsinformation des jeweiligen Produktes. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ kann ohne Einschrän-

kung bzgl. Alter und Geschlecht des Patienten angewendet werden. Es sind keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt. Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität des Konservierungssystems. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ kann von medizinischen Laien angewendet werden, wenn sie durch medizinische Fachkräfte eingewiesen wurden.

Anwendungseinschränkungen:

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden. Verwenden Sie Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ nicht auf blutenden oder stark nässenden Wunden. Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gelen und vorgetränkten Kompressen anwenden. Verbandmaterialien sollten mit Oxidationsmitteln, insbesondere Hypochlorit kompatibel sein. Nicht gleichzeitig mit Chlorhexidin haltigen Produkten anwenden. Zur Anwendung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und bei Kindern unter zwei Jahren fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Apotheker. Bei Kindern bis 12 Jahren sollte die Anwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Bei Rötung, Schwellung oder Schmerzen im Wundbereich oder wenn sich der Zustand der Wunde nicht innerhalb weniger Tage verbessert, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitshinweise:

Nicht schlucken. Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Das Produkt darf nur bis zu dem auf der Flasche angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum und nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Bitte melden Sie ein potenziell schwerwiegendes Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt umgehend an Prontomed (vigilanz@prontomed.de) und die in Ihrem Land zuständige Behörde.

Zusammensetzung:

Aqua, <0,06% Natriumhypochlorit/ hypochlorige Säure, Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat

Vertrieb durch

Akanni Healthcare GmbH
Krassolzheimer Straße 47
D-97346 Iphofen



Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
32120 Hiddenhausen

Hergestellt in Deutschland
Stand V01/2023.07



Instruction for Use

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰

Ready-to-use hydrogel for cleansing and moistening of wounds

Intended use:

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ is used for cleansing, long-term moisturizing and keeping acute and chronic wounds moist. It forms a protective film, keeps the wound moist and thus promotes wound healing. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ forms an ideal wound healing environment, supporting the natural wound healing process. Wound odors are quickly and reliably eliminated using Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰.

Product properties:

Due to its properties, Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ can be applied well and quickly, without any additional aids, and remains as a hydrogel in the wound. The application of Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ is non-irritating, and virtually painless. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ is suitable for wounds on skin and mucosa. There is no restriction on the frequency and duration of use. Residue of Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ may remain in the wound. As a multi-dose container, Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ is preserved with NaOCl/HOCl. This allows the use of the opened individual product for 12 weeks.

Application information: Shake the bottle well before use!

Before first application and at dressing changes, wound cleansing is recommended to remove exudate, fibrinoid deposits and other contaminants. Wound irrigation solutions and wound sprays based on NaOCl/HOCl are suitable for this purpose. Spray Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ with several bursts from a short distance until the wound is completely wetted, depending on its nature. The frequency of dressing changes depends on the nature of the wound and should

be adapted to the particular wound situation. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ can be used in combination with common compresses, plasters and other common dressing materials. Please also refer to the instructions for use of the respective product. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ can be used without restriction regarding age and gender of the patient. There are no known undesirable side effects. A slight chlorine odor is a sign of the activity of the preservative system. Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ can be used by non-professionals if they have been instructed by healthcare professionals.

Application restrictions:

Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ should not be used if there are known allergies to any of the ingredients. Do not use in combination with other wound cleaning sprays, solutions, gels and pre-saturated dressings. Do not use simultaneously with products containing chlorhexidine. Do not use Akanni ahc-Hydrogel⁹⁰ on bleeding or exuding wounds. Dressing materials should be compatible with oxidising agents, especially hypochlorite. For use during pregnancy, while breast-feeding and in children under two years of age, consult your doctor or pharmacist beforehand. In children up to 12 years of age, the application should be supervised by an adult. If there is redness, swelling or pain in the wound area or if the condition of the wound does not improve within a few days, a doctor should be consulted.

Safety instructions:

Do not swallow. Avoid contact with eyes. In case of eye contact, rinse with plenty of water. Use the product only until the indicated expiry date and within 3 months after opening. Please report a potentially serious incident involving the product immediately to Prontomed (vigilanz@prontomed.de) and the competent authority in your country.

Ingredients:

Aqua, <0,06% sodium hypochlorite/hypochlorous acid, lithium magnesium sodium silicate

Glossar der Symbole/Symbol Glossary:

	CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte CE-Marking for medical devices
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren Keep out of reach of children
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten Do not use if the packaging is damaged and follow the instructions for use
	Temperaturgrenzwerte Temperature limits
	Trocken aufbewahren Store dry
	Vor Sonnenlicht schützen Protect from sunlight

	Hersteller Manufacturer
	Verwendbar bis Use by
	Chargenbezeichnung Batch name
	Katalognummer Catalogue number
	Medizinprodukt Medical device
	Eindeutige Produktidentifizierung Unique Device Identifier
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten Consult instructions for use or consult electronic instructions for use