

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes	
Handelsname:	Burn Jel EU®
Angaben zum Hersteller / Lieferanten:	Water Jel Europe LLP. The Gate House, Bluecoats Avenue Hertford, Herts SG14 1PB
Auskunftsgebender Bereich:	siehe unter Firma
Notrufnummer:	Tel.: +44 1992 583222 Fax: +44 1992 532229

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Zusammensetzung	
Enthält:	Gereinigtes Wasser, Glyzerin, Teebaumöl (Melaleuca Alternifica), Trolamine, Carbomer 940, Carbomer 1342, Octoxynol 9, EDTA, Propylene Glykol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben.
Gefährliche Inhaltsstoffe	
Enthält:	Keine

3. Mögliche Gefahren

Bei vorschriftsgemäßer Anwendung keine Gefahren.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Nach Augenkontakt:	Keine, bei Rötungen mit Wasser ausspülen
Nach Verschlucken:	Keine, viel Wasser trinken
Nach Einatmen:	Keine
Nach Hautkontakt:	Keine

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Keine, nicht brennbar
Besondere Gefahren:	Keine
Sonstige Hinweise:	Keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen:	Keine
Umweltschutzmassnahmen:	Keine
Reinigung / Aufnahme:	Mit üblichen Bindemitteln aufnehmen und entsorgen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:	Keine besondere Massnahmen erforderlich
Lagerung:	Empfohlene Lagerungstemperatur: -5 bis +35 Grad Celsius

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Arbeitshygiene:	Nicht erforderlich
Atemschutz:	Nicht erforderlich
Handschutz:	Nicht erforderlich
Augenschutz:	Nicht erforderlich

Die aufgeführten Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt in Hinblick auf die zutreffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keinerlei Zusicherung von Eigenschaften des Produktes dar und ersetzen niemals die gründliche Lektüre unserer Gebrauchsanweisungen zum Produkt.

Stand: 06. August 2003

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Milchig
Geruch:	Menthol-Eukalyptus
ph-Wert:	4.2-4.5
Viskosität kinematisch:	Kinematisch (20°C) nicht ermittelt
Schmelzpunkt:	Keiner
Siedepunkt:	+92°C (+198 F)
Gefrierpunkt:	-15°C (-42 F)
Flammpunkt:	Keiner
Entzündlichkeit:	Nicht entzündlich
Zündtemperatur:	Keine
Dampfdruck:	20mm Hg +32°C (+68 F)
Dichte:	(+20°C) 1,02 g/cm³ (H ₂ O=1)
Löslichkeit:	Voll wasserlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe:	Wasserreaktive Stoffe
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine, bei vorschriftsmässigem Gebrauch
Zu vermeidende Bedingungen:	Keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	Quantitative Angaben zur Toxizität dieses Produkts liegen uns nicht vor. Für Teilkomponenten gilt: LD 50 (oral, Ratte): 7060 mg/kg (Ethanol)
Toxikologische Hinweise:	Haut: Keine Auge: Leichte Reizung durch Alkoholbestandteil möglich

12. Angaben zur Ökologie

Biologischer Abbau:	Voll biologisch abbaubar
Ökotoxische Wirkungen:	Daten zur ökotoxischen Wirkung liegen nicht vor
Weitere Angaben:	Bei sachgemäßer Handhabung sind keine ökologischen Probleme zu erwarten

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:	Das Gel ist 100 % biologisch abbaubar und wasserlöslich, so dass keine besonderen Massnahmen vor der Entsorgung erfolgen müssen.
Verpackung:	Sofern nicht behördlich geregelt, können die gesäuberten Kunststoffflaschen wie Hausmüll behandelt oder einem Recycling zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID & GGVS/GGVE:	Kein Gefahrgut
Binnenschifftransport AND/ADNR:	Kein Gefahrgut
Seeschifftransport:	Kein Gefahrgut
Lufttransport:	Kein Gefahrgut

15. Vorschriften

Keine Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Cool Jel® Produkte sind wasserbasierend. Vor Anwendung bei elektrischen Verbrennungen daher unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen.