

cyclotest® myPlan

Natürlich zum Wunschkind

Zykluscomputer mit Touch-Display für den natürlichen Weg zum Wunschkind durch Messung der Aufwachttemperatur und die zusätzliche Eingabe von Eisprungsymptomen, wahlweise dem positiven LH-Hormon oder dem Zervixschleim-Höhepunkt (Symptothermale Methode).

Durch die Bestimmung der fruchtbaren und hochfruchtbaren Tage im weiblichen Zyklus kann festgestellt werden, wann die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung am höchsten ist. cyclotest® myPlan verfügt außerdem über viele nützliche Zusatzfunktionen, die bei der Zyklusbeobachtung förderlich sind.

Übermittlung zur grafischen Darstellung des persönlichen Fruchtbarkeitsprofils (Zykluskurve, Tabelle) per USB-Schnittstelle mit der cyclotest® mySoftware (inklusive).

PZN 01221588



- Einfache Anwendung durch Touch-Display und Temperatur-Messfühler
- Hohe Zuverlässigkeit
- Mit PC-Schnittstelle und PC-Software
- Eingrenzung und Anzeige der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage
- Weitere Infos unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=Up0uFOiUITY>
<https://www.youtube.com/watch?v=bLnxJld52i4>

Beinhaltet:

