

# ExactFit™ 3

BP6100

## Oberarm-Blutdruckmessgerät

(S/M und L/XL Manschetten im Lieferumfang enthalten)



UVP: 59,99 €

### Höchste Genauigkeit

- Professionelle Genauigkeit gemäß ESH
- Anzeige von Systole, Diastole und Puls
- 2 Manschettengrößen (S/M , L/XL) zur klinisch präzisen Blutdruckmessung im Lieferumfang enthalten
- Neues Präzisionsgerät, in der Schweiz entwickelt



### Einfache Bedienung

- Vollautomatische, zuverlässige Messung
- Sanfter Druckaufbau für komfortable Messung
- Große Bedienelemente und leicht ablesbare LCD-Anzeige

### Weitere Ausstattung

- Speicherplatz je 50 Messwerte für 2 Anwender mit Uhrzeit und Datum
- Zeigt den Mittelwert aller Messwerte der letzten 7 Tage an
- Abschaltautomatik (nach 1 Minute)
- Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- 4 Duracell AA Batterien im Lieferumfang enthalten
- Blutdruckanzeige gem. WHO



**3 Jahre  
Garantie**

PZN: 02217643

	Menge	Gewicht (kg)	Maße L x B x H (mm)	EAN Code	Oracle Code
Einzelkarton	1	1,01	145 x 130 x 191	4022167610157	BP6100PHEMEA
Master Box	4	6,81	280 x 304 x 234	14022167610154	
Menge pro Palette	128		1200 x 800 x 2350		

This product is manufactured by Kaz Europe SA under a license to the 'Braun' trademark. 'Braun' is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany.

# BRAUN

Kaz Europe Sàrl  
Healthcare & Home Comfort Products  
Place Chauderon 18  
1003 Lausanne - Switzerland

Tel +49 231-91293-0  
Fax 49 231-91293-150  
e-mail info-europe@kaz.com  
www.hot-europe.com