

OMRON HV-F 128-E
OMRON E4
TENS Massagegerät



- TENS-Massagegerät für Muskelmassage und zur Schmerzbehandlung
- 12 Behandlungsprogramme
- 6 Körperzonen (Schultern, Rücken, Gelenke, Arme, Beine, Fußsohlen)
- 4 Massagearten (Klopfen, Kneten, Drücken, Reiben)
- Inklusive eines Kurz-Schmerzbehandlungs-Programm
- Abwaschbare Long Life-Pads

PZN 03098577

Art.-Nr. 053 000 000

UVP 99,95 €

Zubehör:

Long Life Pads PZN 02757492 UVP 21,90 €

OMRON **E4**

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	TENS Massagegerät
Name	OMRON E4 (HV-F 128-E)
EAN Code	4015672101548
Stromversorgung	2 x 1.5 V Batterien Typ AAA
Batterie-Lebensdauer	Bei täglichen Gebrauch (15 Minuten) ca. 3 Monate Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Frequenzerzeugung	1 – 1188 Hz
Betriebstemperatur	10 bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60 °C
Äußere Abmessungen	60 (B) x 199 (H) x 21 (T) mm
Gewicht	ca. 155g (mit Batterien)
Zubehör	Softcase, Gebrauchsanweisung, Batterien, Long-Life-Pads, Pad-Halter, Verbindungskabel mit Sicherheitsstecker, Garantiekarte
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE0197