

OMRON HV-F 158-E

## OMRON *Soft Touch*

TENS-Massagegerät

---



- TENS Gerät zur Muskelmassage und Schmerzbehandlung
- 3 Programme: Schultern, Fußsohlen und Rücken
- 5 verschiedene Intensitätsstufen
- 1 Programm zur Linderung akuter Schmerzen
- Abwaschbare Jumbo Elektroden

PZN 04319371

UVP 39,95 €

Zubehör:

Jumbo Elektroden PZN 02779223 UVP 9,95 €

# OMRON *Soft Touch*

## Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	TENS Massagegerät
Name	OMRON Soft Touch (HV-F 158-E)
EAN Code	4015672102071
Stromversorgung	2 x 1.5 V Batterien Typ AAA
Batterie-Lebensdauer	Bei täglichen Gebrauch (15 Minuten) ca. 3 Monate  Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer
Frequenzerzeugung	1 – 100 Hz
Betriebstemperatur	10 bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60 °C
Äußere Abmessungen	55 (B) x 95 (H) x 18 (T) mm
Gewicht	ca. 60g (mit Batterien)
Zubehör	Gebrauchsanweisung, Batterien, Jumbo Elektroden, Verbindungskabel mit Sicherheitsstecker, Garantiekarte
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132 LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
Gottlieb-Daimler-Str. 10  
68165 Mannheim  
Tel.: 0621/83348-0  
Fax: 0621/83348-20  
kontakt@eu.omron.com  
[www.omron-healthcare.de](http://www.omron-healthcare.de)

CE 0197