

Das Handgelenk- Blutdruckmessgerät

Die
mobile
Messung



www.visomat.de/handy

visomat®

handy

Handgelenk-Blutdruckmessgerät



Validierte Messgenauigkeit nach
Deutscher Industriennorm EN ISO 81060-2



Validierte Messgenauigkeit, ESH
(Europäische Hochdruckliga)



Arrhythmia control = **Erkennung von Herz-
rhythmusstörungen** durch optisches Signal



Ampelfunktion zur einfachen Einstufung
der Blutdruckwerte



Pulsdruck-Anzeige - Indiz für isolierte
systolische Hypertonie



Speicher für **60 Messwerte** sowie
Mittelwertanzeige



Datum / Uhrzeit zuschaltbar



3 Jahre Garantie



Handgelenk-Blutdruckmessgerät - mit
einzigartiger Manschettenkonstruktion, die
beide Arterien genauer abtastet



Hautverträgliche, **doppelt vorgeformte
Schalenmanschette** für Handgelenkumfänge
von **12,5-21,5 cm**



Fuzzy Logic - Intelligentes Aufpumpen ohne
Nachpumpen

Lieferumfang:

Blutdruckmessgerät
Gebrauchsanleitung
Aufbewahrungstasche

Blutdruckpass
Batterien

Zubehör:

Blutdruckpässe

PZN 06414470

Hilfsmittelnr. 21.28.01.3034

Unverbindliche Preisempfehlung € 34.⁵⁰