

OMRON HEM-7080IT-D

OMRON *M10-IT*

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät



Der Morgenhochdruckspezialist

- Komfort-Manschette™ für normalgroße und kräftige Oberarme (22-42 cm)
- Individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, schonender und bequemer
- Erkennung von Morgenhochdruck
- Erkennt Körperbewegungen während der Messung
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge
- USB-Schnittstelle zur Auswertung der Blutdruck-Daten mit der OMRON Health Management Software
- Je 84 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum / Uhrzeit und Mittelwertbildung
- Inklusive Netzteil, USB-Kabel und Software CD

PZN 06889273
Art.-Nr. 014 940 001
Heil- und Hilfsmittelnr. 21.28.01.2068
UVP 99,95

OMRON M10-IT

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	M10 IT (HEM-7080IT-D)
EAN Code	4015672102668
Display	LCD Digital Display
Messmethode	oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0-299 mmHg Puls: 40-180/min.
Speicher	2 x 84 Messwerte mit Datum und Uhrzeit (für Benutzer A und B)
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Automatisches Aufpumpen (Fuzzy-Control)
Luftablass	automatisches Druckablassventil
Druckbestimmung	Halbleiter-Drucksensor (Kapazitätsprinzip)
Stromversorgung	4 x 1.5V Batterien Typ AA (LR6) oder Netzadapter
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 1400 Messungen <small>Anmerkung: Gelieferte Batterien sind für den Probegebrauch vorgesehen. Die mitgelieferten Batterien haben eventuell eine geringere Lebensdauer</small>
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Gewicht	Gerät ca. 420 g ohne Batterien, Manschette ca. 240 g
Äußere Abmessungen	ca. 155 mm (B) x 84 mm (H) x 131 mm (T),
Abmessungen Manschette	Manschette ca. 152 mm (B) x 600 mm (L), Armumfang 22 cm bis 42 cm
Material Manschette	Nylon
Zubehör	Komfort-Manschette, Aufbewahrungstasche, CD-ROM Software, USB-Kabel, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass, Batterien, Netzadapter
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197