

## Produktdatenblatt

### Barett

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystem ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, HACCP Konzept.



#### Produktdaten (V. 5.0)

<b>Produktbezeichnung:</b>	Barettthaube				
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®				
<b>Basis REF:</b>	111				
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG				
<b>Klassifizierung:</b>	Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223.				
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff in Barettform, der äußere Abschluss der Haube ist mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug.				
<b>Material:</b>	Haube: reines Polypropylen, antistatisch behandelt Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer Nähgarn: 100% Polyester 17 – 18 tex				
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.				
<b>Standardgröße:</b>	53 cm				
<b>Varianten:</b>	<b>REF</b>	<b>Farbe</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN-Nr.</b>
	111B	Blau	100 Stk.	Polybeutel	4049825000334
	111B	Blau	1000 Stk.	Versandkarton	4049825500322
	111G	Grün	100 Stk.	Polybeutel	4049825000341
	111G	Grün	1000 Stk.	Versandkarton	4049825500339
	111W	Weiß	100 Stk.	Polybeutel	4049825000358



**DACH Schutzbekleidung**  
GmbH & Co. KG

	111W	Weiß	1000 Stk.	Versandkarton	4049825500346
<b>Lagerung:</b>	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern.				
<b>Entsorgung:</b>	Über die Wertstoffsammelbehälter. Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle)				