

Produktdatenblatt

OP-Maske

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, HACCP Konzept.



Produktdaten (V. 5.0)

Produktbezeichnung:	Chirurgische Maske zum Binden
Handelsmarke:	SAFE®
Basis REF:	2101
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458. Typ II R , geprüft nach EN 14683:2005 für chirurgische Masken. Anmerkung: Typ II R ist ein flüssigkeitsresistenter Typ.
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies, das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaserlvies, zusammengeschießt im Ultraschallverfahren.
Material:	Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen, im Meltblown-Verfahren hergestellt Bänder: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies Nasenbügel: PE ummantelter Draht
Abmessungen:	Maskenfläche: 18 x 9,5/19 cm Nasenbügel: 13 cm Bänder: 2 x 43 cm oben, 2 x 37 cm unten
Produktleistung:	Filterwirksamkeit für Bakterien(BFE): >99,99 %, Prüfkeim: Staphylococcus aureus ATCC 6538 Druckdifferenz: 32,78 Pa/cm ² Spritzerfestigkeitsdruck: > 120 mm Hg

Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.				
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz und bietet einen hervorragenden Schutz sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für die Patienten.				
Standardfarbe:	Grün, blau.				
Varianten:	REF	Farbe	Menge	Verpackung	EAN-Nr.
	2101B	Blau	50 Stk.	Spenderbox	4049825002338
	2101B	Blau	1000 Stk.	Versandkarton	4049825502326
	2101G	Grün	50 Stk.	Spenderbox	4049825000150
	2101G	Grün	1000 Stk.	Versandkarton	4049825500148
Lagerung:	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern.				
Entsorgung:	Über die Wertstoffsammelbehälter. Bei starker Verschmutzung: Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle).				
Hinweise:	Nicht steril. 				