

OMRON HEM-7321-D

OMRON M500

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät



Das innovative Premium-Gerät für mehr Sicherheit und Präzision

- **PRÄZISION IN JEDER POSITION:**
Intelli Wrap Manschette mit Anlegeintelligenz für korrekten Sitz und genaue Messergebnisse, auch bei nicht korrektem Sitz (22 – 42 cm)
- **ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK:**
LED-Ampelanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes
- Morgenhypertonie Anzeige
- Intellisense-Technologie™: Individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, schonender und bequemer
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen während der Messung
- LED-Manschettensitzkontrolle
- Je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum / Uhrzeit und Mittelwertbildung
- Großes, leicht lesbares Display

PZN 10127411
UVP 79,95 €

OMRON M500

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	M500 (HEM-7321-D)
EAN Code	4015672108349
Display	LCD Digital Display
Messmethode	oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0-299 mmHg Puls: 40-180/min.
Speicher	Je 100 Speicherplätze für 2 Benutzer mit Datum / Uhrzeit
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Durch Elektro-Pumpe und das Fuzzy-Logik-Kontrollsystem
Luftablass	automatisches Druckablassventil
Stromversorgung	4 x 1.5V Batterien Typ AAA oder Netzteil (6V = 4W)
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 1000 Messungen
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit 700-1060 hPa
Gewicht Gerät	Gerät ca. 380 g ohne Batterien, Manschette ca. 163 g
Äußere Abmessungen Gerät	ca. 124 mm (B) x 90 mm (H) x 161 mm (T)
Abmessungen und Gewicht Verkaufskartonge	Ca. 175 (B) x 115 (H) x 222 (T) ca. 1030 g
Abmessungen Manschette	Manschette ca. 145 mm (B) x 532 mm (L), Armumfang 22 cm bis 42 cm
Material Manschette	Nylon, Polyester, PVC
Zubehör	Intelli Wrap Manschette, Aufbewahrungstasche, Batterien, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE 0197