

OMRON HEM-7322U-D

OMRON M500IT

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät



Das innovative Premium-Gerät mit Konnektivität für mehr Sicherheit und Präzision

- **PRÄZISION IN JEDER POSITION:**
Intelli Wrap Manschette mit Anlegeintelligenz für korrekten Sitz und genaue Messergebnisse, auch bei nicht korrektem Sitz (22 – 42 cm)
- **ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK:**
LED-Ampelanzeige zum einfachen Ablesen und klarer Interpretation des Blutdruckwertes
- **ÜBERBLICK UND KONTROLLE:**
USB-Datenübertragung zum kostenlosen Online Gesundheitsmanagement **Bi-LINK**
- Morgenhypertonie-Anzeige
- Intellisense-Technologie™: Individuell abgestimmtes Aufpumpen: schneller, schonender und bequemer
- Erkennt unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen während der Messung
- LED-Manschettensitzkontrolle
- Je 100 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum / Uhrzeit und Mittelwertbildung
- Großes, leicht lesbares Display

PZN 10127457

UVP 99,95 €

OMRON *M500IT*

Produkt Spezifikationen:

Modell Bezeichnung	Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
Name	M500IT (HEM-7322U-D)
EAN Code	4015672108455
Display	LCD Digital Display
Messmethode	oszillometrische Messung
Messbereich	Blutdruck: 0-299 mmHg Puls: 40-180/min.
Speicher	Je 100 Speicherplätze für 2 Benutzer mit Datum / Uhrzeit
Genauigkeit	Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des angezeigten Wertes
Aufpumpen	Durch Elektro-Pumpe und das Fuzzy-Logik-Kontrollsystem
Luftablass	automatisches Druckablassventil
Stromversorgung	4 x 1.5V Batterien Typ AAA oder Netzteil (6V = 4W)
Batterie-Lebensdauer	neue Batterien reichen für ca. 1000 Messungen
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	+ 10°C bis + 40°C 30 % bis max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	- 20°C bis + 60 °C 10 % bis max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit 700-1060 hPa
Gewicht Gerät	Gerät ca. 380 g ohne Batterien, Manschette ca. 170 g
Äußere Abmessungen Gerät	ca. 124 mm (B) x 90 mm (H) x 161 mm (T)
Abmessungen und Gewicht Verkaufskartonage	Ca. 175 (B) x 115 (H) x 222 (T) ca. 1080 g
Abmessungen Manschette	Manschette ca. 145 mm (B) x 594 mm (L), Armumfang 22 cm bis 42 cm
Material Manschette	Nylon, Polyester, PVC
Zubehör	Intelli Wrap Manschette, Netzteil, USB-Kabel, Aufbewahrungstasche, Batterien, Gebrauchsanweisung, Garantiekarte, Blutdruckpass
Hersteller	OMRON Healthcare Co. Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto 617-0002 Japan
EU-Vertretung	OMRON Healthcare Europe B.V. Scorpius 33 2132-LR Hoofddorp Niederlande

Hinweis: Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT MBH
Gottlieb-Daimler-Str. 10
68165 Mannheim
Tel.: 0621/83348-0
Fax: 0621/83348-20
kontakt@eu.omron.com
www.omron-healthcare.de

CE0197