



In Deutschland: Vertrieb ausschließlich
über medizinischen Fachhandel

germanengineering

BM 55 Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Patentierter Ruheindikator** für genaue Messergebnisse

Perfekt lesbares, weiß beleuchtetes XL-Display (75 x 87 mm)

Inklusive USB-Kabel und HealthManager Software zum Gratis-Download unter:

www.beurer.com > SERVICE > Download

Beleuchteter START/STOPP-Knopf

Sensor-Touch Knöpfe

Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

2 x 60 Speicherplätze

WHO*-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO*-Richtlinien)

Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Medizinprodukt

Optimale Armmumfang Kontrolle mit Manschette für Oberarmumfänge 22 - 36 cm

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Blutdruckpass

Batteriewechselanzeige

Mit Aufbewahrungstasche

Inkl. 4 x 1,5V Batterien AAA

Produktmaße (L/B/H): 186 x 95 x 56 mm

Produktgewicht: ca. 310 g (ohne Batterien)

XL Manschette (35 - 44 cm) als Zubehör erhältlich: Art.-Nr. 163.387

Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr. 071.60

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65807 6

Art.-Nr.: 658.07



*WHO = World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

**Patent EP 1 673 009

BM 55 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the upper arm

Patented resting indicator** for exact measurement result

Perfect to read, white illuminated XL display (75 x 87 mm)

Included USB cable and HealthManager software download for free under:

www.beurer.com > SERVICE > Download

Illuminated START/STOP button

Sensor-Touch buttons

Average value stored of all measurements and morning and evening blood pressure for the last 7 days

2 x 60 memory spaces

WHO* indicator (classification of values according to WHO* guidelines)

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Medical product

Optimal control of the upper arm circumference with cuff for upper arm circumferences from 22 - 36 cm

Date and time / Automatic switch-off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Blood pressure passport

Battery changing indicator

With storage pouch

Incl. 4 x 1.5V AAA batteries

Product measurements (L/W/H): 186 x 95 x 56 mm

Product weight: approx. 310 g (without batteries)

XL cuff (35 - 44 cm) available as an accessory: Item no. 163.387

Mains part available separately: Item no. 071.60

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65807 6

Item no.: 658.07

